

**EMIE**<sup>®</sup>  
ITALY  
**estetica**

“

Beauty **Devices**

”

Aesthetic **devices**  
for **face** and **body**  
**treatments.**

  
MADE IN ITALY

# Rigenera 3

“  
Rigenera 3: efficacia testata  
Rigenera 3: proven efficacy  
”

**Rigenera 3** è il risultato di un accurato lavoro di sperimentazione e rappresenta oggi il raggiungimento di un obiettivo importante: combinare con efficacia più tecnologie estetiche in un unico dispositivo. Il calore profuso dalla **radiofrequenza**, in modo mirato e controllato elettronicamente dal TPE Control System, stimola la sintesi di nuovo collagene permettendo così un rinnovamento cellulare profondo. Il **massaggio vacuum** pratica una leggera “aspirazione” del tessuto cutaneo che riattiva il microcircolo. La **fotobiomodulazione**, grazie alla potenza della luce **LED**, stimola il metabolismo cellulare. Il **softlaser** stimola la microcircolazione con notevole miglioramento sui capillari di viso e corpo.

*Rigenera 3 is the result of careful experimental work and today represents the achievement of an important goal: to effectively combine multiple aesthetic technologies in a single device. The profuse heat of the **radiofrequency**, directed by TPE Control System in a targeted and electronically controlled area, stimulates the synthesis of new collagen thus allowing a deep cell renewal. The **vacuum massage** (vacuum pressure) practices a slight “suction” of the skin tissue that reactivates the microcirculation. **Photobiostimulation**, due to the power of the **LED** light, stimulates cell metabolism. The **softlaser** stimulates microcirculation with significant improvement on the capillaries of the face and body.*



**RIGENERA 3**  
Codice | Code:  
**E110131**  
Certificazione |  
Certification: **CE**

“  
Risultati garantiti su viso e corpo  
Guaranteed results on face and body  
”

Rigenera 3 **tratta la cellulite, rimodella il corpo, riattiva il metabolismo tissutale, tonifica i tessuti** combattendo la lassità cutanea e dona un effetto lifting a viso e décolleté dalla prima seduta.

*Rigenera 3 **treats cellulite, reshapes the body, reactivates the tissue metabolism, tones the tissues** fighting skin laxity and gives a lifting effect to the face and décolleté from the first session.*

## Caratteristiche tecniche / Technical characteristics

Radiofrequenza <i>Radiofrequency</i>	multipolare <i>multipolar</i>	Protocolli memorizzabili <i>Storable protocols</i>	memoria interna <i>use memory</i>
Frequenza di emissione RF <i>RF output frequency</i>	455 KHz	Uscite <i>Outputs</i>	2
Vacuum	pulsato/continuo <i>pulsed/continuos</i>	Display	10.1" touch screen a colori <i>10.1" color touch screen</i>
Lunghezza d'onda LED rosso <i>Red LED wavelength</i>	633 mn	Dimensioni (L X P X H) <i>Dimensions (L X W X H)</i>	63 x 39 x 111 cm
Lunghezza d'onda laser <i>Laser wavelength</i>	905 nm	Peso <i>Weight</i>	25
Area di trattamento <i>Treatment area</i>	viso/corpo <i>face/body</i>	Alimentazione da rete <i>Power supply</i>	230 Vac
Protocolli preimpostati <i>Preset protocols</i>	6		

# Reshape Plus

## Onda acustica Acoustic wave

Le onde acustiche vibranti EME lavorano sul rimodellamento corporeo non invasivo, contrastano la lassità cutanea, le adiposità localizzate e gli inestetismi causati dalla cellulite. La propagazione delle onde all'interno del tessuto cutaneo rilascia energia che una volta raggiunta la cellula adiposa ne facilita la distruzione. Favorisce inoltre la riduzione dei noduli delle aree fibrotiche, stimola la regolazione del flusso ematico e del microcircolo, con un netto miglioramento dell'epidermide che risulta visibilmente più compatta e tonica.

*The EME vibrating acoustic waves work on non-invasive body remodeling, counteract skin laxity, localized adiposity and imperfections caused by cellulite. The propagation of the waves inside the skin tissue releases energy which, once it reaches the fat cell, facilitates its destruction. It also promotes the reduction of nodules in the fibrotic areas, stimulates the regulation of blood flow and microcirculation, with a clear improvement of the epidermis which is visibly more compact and toned.*

## Risultati garantiti Guaranteed results

L'utilizzo delle **onde acustiche liporiducenti** di EME Estetica è una delle metodiche non invasive in assoluto più efficaci nel trattamento della cellulite, anche nello stato fibroso-sclerotico più avanzato e nella riduzione degli accumuli adiposi localizzati. Reshape Plus è il risultato di un attento lavoro di ricerca e sperimentazione da parte del nostro Team di esperti, da sempre a supporto dei professionisti nel settore dell'Estetica avanzata.

*The use of the liporeducing acoustic waves of EME Estetica is one of the most effective non-invasive methods in the treatment of cellulite, even in the most advanced fibrous-sclerotic state and in the reduction of localized adipose accumulations. Reshape Plus is the result of careful research and experimentation by our team of experts, who have always been in support of professionals in the advanced aesthetics sector.*



Reshape Plus  
Codice | Code: **EI10143**  
Certificazione |  
Certificaion: **CE**

### Caratteristiche tecniche Technical characteristics

<b>Materiale</b>	Poliuretano
<b>Display Touch screen</b>	10.1"
<b>Dimensioni</b>	410 mm x 395 mm
<b>Material</b>	Polyurethane
<b>Display Touch screen</b>	10.1"
<b>Dimensions</b>	410 mm x 395 mm
<b>Pressione massima   Maximum power</b>	5 bar
<b>Frequenza massima   Maximum frequency</b>	20 Hz 15 Hz
<b>Modalità emissione   Emission mode</b>	Continua auto/manuale   Continuous auto/manual
<b>Trasmettitori   Transmitters</b>	9 mm, 15mm focalizzato   9mm, 15 mm focused

# TRI-Wave Plus

## Radiofrequenza Radiofrequency

La **radiofrequenza** è la metodica estetica non invasiva per eccellenza per contrastare l'ipotonia cutanea, in grado di produrre risultati visibili, duraturi e senza le possibili complicanze o i tempi di recupero della chirurgia.

La Radiofrequenza **TRI-Wave Plus EME** lavora con tre differenti **frequenze** che si possono selezionare in funzione dei diversi inestetismi estetici, dei diversi tessuti target e profondità di azione. Le onde propagate dalla RF penetrano nel derma rilasciando **calore** al tessuto circostante. Ciò favorisce una serie di importanti azioni benefiche sulle aree trattate, tra cui la contrazione delle fibre di **collagene** e stimola i fibroblasti ad sintetizzarne una maggiore quantità. Si avrà come risultato una pelle dalla texture più compatta e **tonica**, nonché una rinnovata e migliorato microcircolo.

*Radiofrequency is the non-invasive aesthetic method par excellence for fighting cutaneous hypotonia, able to produce visible, lasting results without the possible complications or recovery times of surgery.*

*The TRI-Wave Plus EME Radiofrequency works with three different frequencies, that can be selected according to different aesthetic imperfections, different target tissues and depth of action. The waves propagated by RF penetrate the dermis, releasing heat to the surrounding tissue. This promotes a number of important beneficial actions on the treated areas, including the contraction of collagen fibers and stimulates fibroblasts to synthesize a larger amount of it. As result you will have a more compact and toned skin texture, as well as a renewed and improved microcirculation.*

## Risultati garantiti Guaranteed results

**TRI-Wave Plus** nasce per contrastare gli inestetismi di **viso** e **corpo**. Dona tono al viso, **ridefinendone** i contorni ed i volumi, favorendo così il processo di **ringiovanimento**. Tratta le **adiposità localizzate**, la **cellulite**, la **lassità tissutale** e **ritenzione idrica**, grazie all'azione di stimolazione del microcircolo, ad un maggiore apporto di ossigeno ed **aumento del metabolismo cellulare**.

**TRI-Wave Plus** was created to fight the imperfections of **face** and **body**. It gives tone to the face, redefining the contours and volumes, thus favoring the process of **rejuvenation**. It treats **localized adiposity**, **cellulite**, **tissue laxity** and **water retention**, thanks to the action of stimulation of the microcirculation, greater oxygen supply and **increased cellular metabolism**.



**TRI-WAVE PLUS**  
Codice | Code: **EI10144**  
Certificazione |  
Certification: CE

## Caratteristiche tecniche Technical features

<b>Materiale</b>	Poliuretano
<b>Display Touch screen</b>	10.1"
<b>Dimensioni</b>	410 mm x 395 mm
<b>Frequenze:</b>	445kHz - 900kHz - 1200MHz Monopolare (capacitivo-resistivo) Bipolare Resistivo
<b>Material</b>	Polyurethane
<b>Display Touch screen</b>	10.1"
<b>Dimensions</b>	410 mm x 395 mm
<b>Frequency:</b>	445kHz - 900kHz - 1200MHz Monopolar (capacitive-resistive) resistive bipolar

# Epil Evo

“  
Laser a diodo per epilazione  
progressiva permanente  
*Diode laser for permanent  
progressive epilation*  
”

L'esperienza e il know-how di EME, hanno portato allo sviluppo di una tecnologia innovativa per i trattamenti di epilazione: **il laser a diodo 808 nm. rimuove i peli superflui in poche sedute ed è adatto a tutti i fototipi**. Epil Evo lavora ad una lunghezza d'onda di 808 nm che permette al fascio laser di penetrare il derma profondamente e di essere assorbito, in modo selettivo, dalla melanina presente nel follicolo pilifero.

*The experience and know-how of EME have led to the development of an innovative technology for hair removal treatments: **the 808 nm diode laser. removes unwanted hair in a few sessions and is suitable for all skin types**. Epil Evo works at 808 nm wavelength, which allows the laser beam to penetrate the skin deeply and to be selectively absorbed by the melanin present in the hair follicle.*

## Caratteristiche tecniche Technical characteristics

Lunghezza d'onda Wavelength	808 nm
Frequenza Frequency	1-12 Hz
Sistema di raffreddamento Cooling system	Celle di Peltier
Grandezza spot Spot size	a.10x12 mm - b. 20x12 mm
Potenza laser di picco Peak laser power	800 W
Classificazione laser Laser classification	4
Durata impulso Pulse duration	*30-300 ms
Fluenza Fluency	Max 40 J/cm
Display	10.1" display touch a colori 10.1" color touch screen
Dimensioni (L X P X H) Dimensions (L X W X H)	37 x 37 x 109 cm
Peso Weight	32 Kg
Alimentazione da rete Power supply	220 Vac

## EPIL EVO

Codice | Code: **EI10152**

Certificazione |

Certification: **CE**



“  
I benefici di Epil Evo  
*The benefits of Epil Evo*  
”

Epil Evo è una tecnologia che presenta **innumerevoli vantaggi** rispetto alle altre metodiche per l'epilazione e grazie alla sua azione, esso garantisce **alta efficacia in tempi più brevi**. I manipoli, disponibili in due differenti spotsize, sono leggeri ed ergonomici e grazie al **sistema di raffreddamento** a celle di Peltier, sono in grado di erogare trattamenti efficaci a temperatura costante, **senza effetti collaterali**. Epil Evo è dotato di un **software veloce, facile da utilizzare ed estremamente intuitivo**. La procedura guidata step by step permette di eseguire il trattamento in completa sicurezza scegliendo fototipo, dimensione e colore del pelo.

*Epil Evo is a technology that has **countless advantages** over other methods for epilation and thanks to its action, **it guarantees high effectiveness in a shorter time**. The handpieces, available in two different spot sizes, are light and ergonomic and thanks to the **Peltier cell cooling system**, they can deliver effective treatments at a constant temperature, **without side effects**. Epil Evo is equipped with a **fast, easy to use and extremely intuitive software**. The step by step guided procedure allows you to perform the treatment in complete safety by choosing the skin type, size and color of the hair.*

# Pressomass

“  
Migliora il sistema linfatico  
Improves the lymphatic system  
”

Il pressomassaggio, attraverso l'azione di compressione e decompressione, **riduce l'edema favorendo l'eliminazione di scorie e tossine, migliorando la perfusione sanguigna con successiva riduzione ed eliminazione di liquidi in eccesso.**

Pressomass è un dispositivo per pressomassaggio peristaltico e drenaggio veno-linfatico a **9 settori indipendenti**. Utilizza dei particolari gambali sovrapposti a spina di pesce "kit point", tramite i quali la spinta pressoria si sovrappone gradualmente senza lasciare interspazi durante il gonfiaggio, eliminando così il reflusso e migliorando la circolazione.

*The pressomassage, through the action of compression and decompression, **reduces edema by promoting the elimination of waste and toxins, improving blood perfusion with subsequent reduction and elimination of excess fluids.***

*Pressomass is a device for peristaltic pressure massage and veno-lymphatic drainage with **9 independent sectors**. It uses particular overlapping garment herring bone setting "kit point", through which the thrust pressure gradually overlaps without leaving gaps during inflation, thus eliminating the reflux and improving circulation.*



**PRESSOMASS**  
Codice | Code: **E110155**  
Certificazione |  
Certification: **CE**

## Caratteristiche tecniche Technical characteristics

Pressione di funzionamento Work pressure	150 mm Hg
Area di trattamento Treatment area	Arti inferiori e arti superiori Lower limbs and upper limbs
Tempo di trattamento programmabile Adjustable treatment time	Fino a 99 minuti Up to 99 minutes
Numero settori pneumatici (uscite) Number of pneumatic sectors (outputs)	9
Regolazione pressione e tempo Pressure and time adjustment	indipendente per ogni settore independent for each sector
Protocolli memorizzati Stored protocols	22 Donna e 22 uomo 22 woman and 22 man
Dimensioni (L X P X H) Dimensions (L X W X H)	39 x 89 x 30 cm
Peso Weight	30 kg
Alimentazione di rete Power supply	230 Vac

# Ageless

AGELESS Codice | Code: **EI10172**  
Certificazione | Certification: **CE**

Ferma il tempo con l'ossigenoterapia  
*Stop time with oxygen therapy*

Ageless è un dispositivo in grado di erogare ossigeno puro fino al 93% grazie ad un sistema di filtraggio. **L'ossigeno puro penetra nell'epidermide stimolando la microcircolazione e la produzione di elastina e di collagene.** Ageless ossigena la pelle rendendola più luminosa e levigata, aiuta a combattere il processo di invecchiamento e a **ridurre piccole imperfezioni di viso, collo e mani.**

*Ageless is a device capable of delivering up to 93% pure oxygen thanks to its filtering system. **Pure oxygen penetrates the epidermis, stimulating microcirculation and the production of elastin and collagen.** Ageless oxygenates the skin making it brighter and smoother, it helps slowing down the aging process and **reduce small imperfections on the face, neck and hands.***



## Modalità di trattamento *Methods of treatment*

- » **Diretta:** il siero ricco di principi attivi viene erogato direttamente sulla pelle e, poi, veicolato con l'ossigeno.
- » **Indiretta:** il siero viene inserito all'interno dell'aerografo permettendo un'azione combinata di principi attivi e ossigeno.
- » **Direct:** the serum rich in active ingredients is delivered directly to the skin and then conveyed with oxygen.
- » **Indirect:** the serum is placed inside the airbrush allowing a combined action of active ingredients and oxygen.

# Vega QS

Tecnologia Q-Switch Nd: YAG  
Q-Switch technology Nd: YAG



**VEGA QS**  
Codice | Code: E1803  
Certificazione |  
Certification: CE 1936

Vega QS è l'innovativo sistema **Q-Switched Nd:YAG** nato per soddisfare al meglio le esigenze di specialisti e pazienti. Vega QS permette infatti di rispondere alle crescenti richieste di mercato per il trattamento dei più diffusi **inestetismi cutanei come invecchiamento e lesioni pigmentate, trattamento di acne, rimozione di tatuaggi e lesioni vascolari.**

Vega QS lavora con **2 lunghezze d'onda**, 1064 nm e 532 nm, generando un impulso estremamente potente con **tempi di emissione brevissimi.**

*Vega QS innovative **Q-Switched Nd:YAG** system has been developed to best meet the needs of specialists and patients. In fact, Vega QS responds to the growing demand for the treatment of the most common **skin imperfections, such as skin aging and pigmented lesions, acne treatment, tattoo removal and vascular lesions.***

*Vega QS works with **2 wavelengths**, 1064 nm and 532 nm, generating an extremely powerful pulse with **very short emission times.***

Performance costante  
Constant performance

Vega QS dispone del **sistema di raffreddamento** più **efficace** ad oggi esistente: raffreddamento ad **acqua demineralizzata**, che permette di preservare le performance dell'apparecchiatura nel tempo.

*Vega QS is equipped with a **demineralised water** cooling system which is, as of today, **the most effective cooling system** to guarantee equipment performance over time.*

Le indicazioni  
Applications

- » Lesioni pigmentate | **Pigmented lesions**
- » Rimozione tatuaggi | **Tattoo removal**
- » Ringiovanimento cutaneo | **Skin rejuvenation**
- » Carbon Peeling | **Carbon Peeling**
- » Lesioni Vascolari | **Vascular lesions**
- » Trattamento acne | **Acne treatment**

## Caratteristiche tecniche Technical characteristics

Laser	Q-Switched Nd:YAG
Lunghezza d'onda Wave length	1064 nm – 532 nm
Energia massima Maximum energy	1000 mJ
Fluenza massima Maximum fluency	50J/cm <sup>2</sup>
Frequenza Frequency	1-10Hz
Dimensione spot Spot size	1,5 mm - 2 mm - 3 mm
Display	10.1" a colori color 10.1"
Dimensioni (L X P X H) Dimensions (L X W X H)	37 x 37 x 109 cm
Peso Weight	35 kg

# “ Ultracav ”

“  
Cavitazione rimodellamento corporeo non invasivo  
*Non-invasive body countouring*  
”

La cavitazione è una tecnologia selettiva non invasiva che utilizza ultrasuoni a bassa frequenza (da 30 a 70 KHz). Questo dispositivo ad azione lipolitica viene utilizzato in ambito medico per la **riduzione non chirurgica delle adiposità localizzate** e degli inestetismi della cellulite.

*Cavitation is a non-invasive selective technology that uses low frequency ultrasound (30 to 70 KHz). This lipolytic action device is used in the medical field for the **non-surgical reduction of localized fat** and cellulite blemishes. (P.E.F.S)*

“  
Risultati garantiti  
*Guaranteed results*  
”

Ultracav **riduce gli inestetismi della cellulite e le adiposità localizzate** rimodellando il corpo in modo totalmente indolore e non invasivo, a differenza di altre metodiche come la liposuzione estetica.

*Ultracav **reduces the imperfections of cellulite and localized adiposity** by remodeling the body in a totally painless and non-invasive way, unlike other methods such as aesthetic liposuction.*



**ULTRACAV**  
Codice | Code: **E110102**  
Certificazione |  
Certification: **CE0476**

“  
Azione mirata per effetti immediati  
*Targeted action for immediate effects*  
”

- » **Riduzione** dell'aspetto a buccia d'arancia e delle **adiposità localizzate**
- » **Rimodellamento** corporeo
- » **Ossigenazione e rivascularizzazione** della pelle asfittica
- » **Drenaggio** dei liquidi di ristagno
- » **Absorbimento** di **principi attivi** rivitalizzanti o lipolitici
- » **Miglioramento** del **tono** e dell'**elasticità** dei tessuti
- » *Reduction of the orange peel appearance and localized adiposity*
- » *Body contouring*
- » *Oxygenation and revascularization of asphyxiated skin*
- » *Drainage of stagnant liquids*
- » *Absorption of revitalizing or lipolytic active ingredients*
- » *Improvement of the tone and elasticity of tissues*

## Caratteristiche tecniche / Technical characteristics

Display	Touch screen a colori 6" 6" color touch screen	Numero di uscite Output channels	1
Tempo di trattamento programmabile Adjustable treatment time	1-30 min	Manipoli in dotazione Supplied probe	1 manipolo da 25cm2 1 applicator da 25cm2
Frequenza di emissione Emission frequency	38 Khz	Dimensioni Dimensions	39 x 30 x 17 cm
Protocolli preimpostati Stored protocols	11	Peso Weight	3,5 Kg
Protocolli memorizzabili Storable protocols	200		

La tua **esperienza**, la nostra **innovazione**  
*Your **experience**, our **innovation***

“

”



